

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Guk1 Pour Wb, Elisa - Q16774

Numéro d'article: CM0031009



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la guanylate kinase (GUK1), validé pour Western blot et ELISA. Cible la GUK1 humaine ; immunogène recombinant. Adapté pour l'étude du métabolisme nucléotidique, du recyclage du GMPc et de l'activation des prodrogues.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	GUK1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	GMK ; GUK1
Espèce	Humaine
GeneID	2987
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 197 de la GUK1 humaine (NP_000849.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	Q16774
Poids de la protéine	22 kDa
Expédition	Sac de glace