

Anticorps Polyclonal Anti-Gulp1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Ubp9

Numéro d'article: CM0029370



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant GULP1 (CED6, GULP) pour des applications en WB, IHC-P et ELISA. Réactivité croisée avec l'humain, la souris et le rat. Spécifique pour les études sur la phagocytose, l'apoptose et le transport des lipides.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	GULP1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	CED6; GULP; CED-6; GULP1
Espèce	Humain
GeneID (humain)	51454
GeneID	51454
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-130 de la GULP1 humaine (NP_057399.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9UBP9
Poids de la protéine	34 kDa
Expédition	Sac de glace