

Anticorps Polyclonal Anti-Gw5 Pour Wb, Elisa - A0A1D8Gzc0

Numéro d'article: CM0022665

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-GW5 validé pour le Western blot et l'ELISA. Détecte la protéine de liaison à la calmoduline GW5 d'Oryza sativa (~49 kDa). Idéal pour la recherche sur le riz et les applications de diagnostic agricole.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	GW5 Rabbit pAb
Remarques/Alias	GW5
Espèce	Oryza sativa
GeneID	4338011
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 200-300 de GW5 d'Oryza sativa (A0A1D8GZC0)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Oryza sativa
SWISS	A0A1D8GZC0
Poids de la protéine	49 kDa
Expédition	Sac de glace