


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Gyg1 Pour Wb Et Elisa - P46976

Numéro d'article: CM0018118



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la glycogénine-1 humaine (GYG1), adapté pour le Western blot et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Utile pour la recherche sur la biosynthèse du glycogène et les maladies de stockage du glycogène.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb lapin GYG1
Remarques/Alias	GYG; GSD15; GYG1
Espèce	Humain
GenelD (humain)	2992
GenelD	2992
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 234-333 de GYG1 humain (NP_001171649.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P46976
Poids moléculaire de la protéine	39kDa
Expédition	Sac de glace