

Anticorps Polyclonal Anti-Gypb Pour If/Icc, Elisa - P06028

Numéro d'article: CM0016083



Introduction

Cet anticorps polyclonal de lapin cible la Glycophorine-B humaine (GYPB/CD235b), une sialoglycoprotéine clé de la membrane des érythrocytes. Validé pour l'immunofluorescence (IF/ICC) et l'ELISA, il soutient les recherches sur la stabilité de la membrane des globules rouges et les antigènes de groupes sanguins.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	GYPB Lapin pAb
Remarques/Alias	SS; GPB; GYP; MNS; GYPA; PAS-3; CD235b; GYPB
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	2994
GeneID	2994
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-91 de GYPB humaine (NP_002091.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P06028
Poids moléculaire	10kDa
Expédition	Sac de glace