


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Gypb Pour Wb, Elisa - P06028

Numéro d'article: CM0028424



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la Glycophorine-B humaine (GYPB, CD235b), adapté pour WB et ELISA. Réagit de manière croisée avec l'humain et la souris. Idéal pour les études sur la membrane des érythrocytes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	GYPB Lapin pAb
Remarques/Alias	SS, GPB, GYP, MNS, GYPA, PAS-3, CD235b, GYPB
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	2994
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-91 de GYPB humaine (NP_002091.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P06028
Poids de la protéine	10kDa
Expédition	Sac de glace