


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Gzma Pour Wb, Ip, If/Icc, Elisa - P12544

Numéro d'article: CM0012447



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute qualité contre la Granzyme A humaine (GZMA). Validé pour WB, IP, IF/ICC et ELISA. Convient pour les études sur la pyroptose médiée par les lymphocytes T cytotoxiques et les cellules NK et la mort des cellules cibles.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	GZMA Rabbit mAb
Remarques/Alias	HFSP ; CTLA3
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3001
GeneID	3001
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 27-262 de la GZMA humaine (NP_006135.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IP, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P12544
Poids protéique	29 kDa
Expédition	Sac de glace