


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Gzma Pour Wb, If/Icc, Elisa - P12544

Numéro d'article: CM0028684



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'humain GZMA, validé pour WB, IF/ICC, ELISA. Réagit avec l'humain, la souris, le rat. Cible la granzyme A, une sérine protéase impliquée dans la pyroptose et la cytotoxicité des cellules CTL/NK.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	GZMA Lapin pAb
Remarques/Alias	HFSP; CTLA3; GZMA
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3001
GeneID	3001
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 29-262 de la GZMA humaine (NP_006135.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P12544
Poids Moléculaire Protéique	29kDa
Expédition	Sac de glace