

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-H2-Ab1 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P06345

Numéro d'article: CM0021053

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la H2-Ab1 de souris (chaîne bêta du complexe majeur d'histocompatibilité de classe II). Validé pour les applications WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Réagit de manière croisée avec l'humain, la souris et le rat. Idéal pour la recherche en immunologie et en histocompatibilité.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	H2-Ab1 Lapin pAb
Remarques/Alias	IAb; Ia2; Ia-2; Abeta; H-2Ab; H2-Ab; Ab1; I-Abeta; H2-Ab1
Espèce	Souris
GeneID (humain)	14961
GeneID	14961
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 30-219 de la H2-Ab1 de souris (NP_996988.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P06345
Poids moléculaire	30kDa
Expédition	Sac de glace