

Anti-H3Q5Ser (Histone H3.1, P68431) Anticorps Polyclonal De Lapin Pour Wb, If, Elisa

Numéro d'article: CM0000083



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'histone H3.1 sérotonylée au niveau Q5 (P68431). Validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Réagit avec l'humain, la souris et le rat. Idéal pour la recherche épigénétique, les études sur la chromatine et l'analyse des modifications des histones.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	H3Q5ser Lapin pAb
Remarques/Alias	H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A; H3Q5ser
Espèce	Humain
GeneID (humain)	8350
GeneID	8350
Immunogène	Un peptide sérotonylé synthétique autour de Q5 de l'histone H3 humaine (NP_003520.1)
Source	Lapin
Catégorie	Autres Anticorps Modifiés
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P68431
Poids Protéique	15 kDa
Expédition	Sac de glace