

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-H6Pd Pour Wb, Elisa - O95479

Numéro d'article: CM0025961



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-H6PD pour WB et ELISA, réactif chez l'homme, la souris et le rat. Cible la protéine bifonctionnelle GDH/6PGL dans le RE, pour la recherche sur la voie des pentoses phosphates.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Détails
Nom du produit	H6PD Rabbit pAb
Remarques / Alias	GDH; G6PDH; H6PDH; CORTD1; H6PD
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	9563
GeneID	9563
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 20-200 de la protéine H6PD humaine (NP_004276.2).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O95479
Poids de la protéine	89 kDa
Expédition	Sac de glace