

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Habp4 Pour Wb, Elisa - Q5Jvs0

Numéro d'article: CM0020693

Introduction

Validé pour WB et ELISA avec réactivité croisée contre la souris et le rat. Cible la protéine 4 liant l'hyaluronane intracellulaire, un régulateur de l'hibernation des ribosomes et de la transcription. Idéal pour la recherche sur le cancer et la transcription.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	HABP4 Rabbit pAb
Remarques / Alias	IHABP4, IHABP-4, Ki-1/57, SERBP1L, HABP4
Espèce	Humain
ID du gène	22927
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 50 et 150 de la protéine HABP4 humaine (NP_055097.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	Q5JVS0
Poids de la protéine	46kDa
Expédition	Sac isotherme