

Anticorps Polyclonal Anti-Hace1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q8lyu2

Numéro d'article: CM0027412



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant HACE1, validé en WB, IHC-P et ELISA. Reconnaît HACE1 humain, souris et rat (102 kDa). Ligase E3 ubiquitine impliquée dans la dynamique de la membrane de l'appareil de Golgi, la dégradation de RAC1 et la défense de l'hôte. Idéal pour la biologie cellulaire et la recherche sur le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	HACE1 Lapin pAb
Remarques/Alias	SPPRS; HACE1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	57531
GeneID	57531
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 de HACE1 humain (NP_065822.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q8IYU2
Poids de la protéine	102kDa
Expédition	Sac de glace