

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Hadh Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q16836

Numéro d'article: CM0013296



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre la HADH humaine, validé pour le western blot, l'IHC sur paraffine et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour l'étude de la bêta-oxydation des acides gras mitochondriaux et des troubles métaboliques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	HADH Lapin pAb
Remarques/Alias	HAD; HCDH; HHF4; HADH1; HADHSC; MSCHAD; HADH
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3033
GeneID	3033
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-314 de la HADH humaine (NP_005318.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q16836
Poids de la protéine	34kDa
Expédition	Sac de glace