

Anticorps Polyclonal Anti-Hadha Pour Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P40939

Numéro d'article: CM0029301



Introduction

Cet anticorps polyclonal de lapin reconnaît spécifiquement HADHA (TP-alpha), validé pour WB, IF/ICC, IP, ELISA, et réagit de manière croisée avec l'humain, la souris et le rat. Idéal pour l'étude de la bêta-oxydation mitochondriale et du métabolisme des acides gras. ~83 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du Produit	[KO Validated] HADHA Lapin pAb
Remarques/Alias	GBP; ECHA; HADH; LCEH; MTPA; LCHAD; TP-ALPHA; HA
Espèce	Humain
GeneID	3030
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 484-763 de HADHA humaine (NP_000173.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P40939
Poids Protéique	83kDa
Expédition	Sac de glace