

Anticorps Polyclonal Anti-Hadha Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P40939

Numéro d'article: CM0023346



Introduction

Anticorps polyclonal HADHA de lapin validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Détecte le HADHA humain et de souris, une sous-unité de 83 kDa de l'enzyme trifonctionnelle mitochondriale impliquée dans la bêta-oxydation des acides gras.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	HADHA Lapin pAb
Remarques/Alias	GBP; ECHA; HADH; LCEH; MTPA; LCHAD; TP-ALPHA; HADHA
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3030
GeneID	3030
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 545-763 du HADHA humain (NP_000173.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris
SWISS	P40939
Poids Protéique	83kDa
Expédition	Sac de glace