

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Hadha Pour Wb, If/Icc, Elisa - P40939

Numéro d'article: CM0007375



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant HADHA humain, validé pour WB, IF/ICC, ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Détecte la sous-unité alpha de l'enzyme trifonctionnelle mitochondriale pour un usage de recherche.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	[KO Validé] HADHA mAb Lapin
Remarques/Alias	GBP; ECHA; HADH; LCEH; MTPA; LCHAD; TP-ALPHA; HA
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	3030
ID de Gène	3030
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 545-763 de HADHA humain (NP_000173.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P40939
Poids Protéique	83kDa
Expédition	Sac de glace