


Anticorps Polyclonal Anti-Hadhb Pour Wb, If/Icc, Elisa - P55084

Numéro d'article: CM0030211



Introduction

Anticorps Polyclonal Lapin HADHB validé pour le Western blot (WB), l'Immunofluorescence (IF/ICC) et l'ELISA. Réagit avec l'humain, la souris et le rat. Cible la sous-unité bêta de l'enzyme trifonctionnelle mitochondriale (51 kDa), une enzyme clé dans la bêta-oxydation des acides gras à longue chaîne.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	pAb Lapin HADHB
Remarques/Alias	ECHB; MTPB; MTPD; MTPD2; MSTP029; TP-BETA; HADHB
Espèce	Humain
GeneID (humain)	3032
GeneID	3032
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 34-270 de HADHB humain (NP_000174.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P55084
Poids Moléculaire Protéique	51kDa
Expédition	Sac de glace