


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Hagh Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q16775

Numéro d'article: CM0025915



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin HAGH de haute qualité validé pour le western blot, l'immunofluorescence et l'ELISA. Détecte l'hydroxyacylglutathion hydrolase humaine, murine et rat. Idéal pour étudier la glyoxalase II dans les voies de détoxification mitochondriales et cytosoliques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	HAGH Rabbit pAb
Remarques/Alias	GLO2; GLX2; GLXII; HAGH1; HAGH
Espèce	Humain
GeneID (humain)	3029
GeneID	3029
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-260 de HAGH humain (NP_001035517.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q16775
Poids Protéique	34kDa
Expédition	Sac de glace