

Anticorps Polyclonal Anti-Hand2 Pour Wb, If, Ihc, Elisa - P61296

Numéro d'article: CM0026822

Introduction

Anticorps polyclonal Anti-HAND2 validé pour WB, IF/ICC, IHC-P et ELISA. Réagit avec HAND2 humain, souris et rat. Convient pour la recherche sur la morphogenèse cardiaque et la biologie du développement.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	HAND2 Lapin pAb
Remarques/Alias	Hed, dHand, DHAND2, Thing2, bHLHa26, HAND2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	9464
GeneID	9464
Immunogène	Peptide synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P61296
Poids Protéique	24 kDa
Expédition	Sac de glace