

Anticorps Monoclonal Anti-Hao1/Gox Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Ujm8

Numéro d'article: CM0006662



Introduction

Cet anticorps monoclonal de lapin détecte spécifiquement l'HAO1/GOX humain (2-hydroxyacide oxydase 1), une enzyme peroxysomale clé du métabolisme du glyoxylate. Validé en WB, IHC-P et ELISA, il présente une réactivité croisée avec la souris.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM Lapin anti-HAO1/GOX
Remarques/Alias	GO ; GOX ; GOX1 ; HAOX1 ; HAO1/GOX
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	54363
GeneID	54363
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 de l'HAO1/GOX humain (NP_060015.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q9UJM8
Poids moléculaire de la protéine	41 kDa
Expédition	Sac de glace