

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Hao1/Gox Pour Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q9Ujm8

Numéro d'article: CM0026760



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'HAO1/GOX humain (glycolate oxydase) pour des applications incluant le Western blot, l'immunofluorescence, l'immunohistochimie et l'ELISA. Détecte l'HAO1 humain, murin et de rat. Convient pour la recherche sur le métabolisme et les calculs rénaux.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	HAO1/GOX Rabbit pAb
Remarques/Alias	GO ; GOX ; GOX1 ; HAOX1 ; HAO1/GOX
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	54363
GeneID	54363
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9UJM8
Poids protéique	41 kDa
Expédition	Sac de glace