

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Hap1 Pour Wb Et Elisa - P54257

Numéro d'article: CM0020691

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la protéine 1 associée à la huntingtine humaine (HAP1), validé pour la WB et l'ELISA, avec une réactivité croisée chez la souris et le rat. Idéal pour l'étude des rôles de HAP1 dans le transport neuronal, l'autophagie et la maladie de Huntington.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Description
Nom du produit	HAP1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	HLP; HAP2; HIP5; hHLP1; HAP1
Espèce	Humain
GeneID (humain)	9001
GeneID	9001
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-240 de HAP1 humain (NP_817084.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, rat
SWISS	P54257
Poids de la protéine	76 kDa
Expédition	Sac de glace