

Anticorps Polyclonal Anti-Hapln1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P10915

Numéro d'article: CM0030152

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le HAPLN1 humain, validé en WB, IHC-P, ELISA, réactif avec l'humain, la souris, le rat. Convient pour la recherche sur la matrice cartilagineuse et les études d'agrégats de protéoglycanes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	HAPLN1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	CRT1; CRTL1; HAPLN1
Espèce	Humain
GenelD (humain)	1404
GenelD	1404
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 165-354 du HAPLN1 humain (NP_001875.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P10915
Poids moléculaire protéique	40kDa
Expédition	Sac de glace