


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Haptoglobine (Hp) Pour Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P00738

Numéro d'article: CM0004989



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute qualité dirigé contre l'Haptoglobine humaine (HP), validé pour WB, IF-P, IHC-P et ELISA. Détecte la cible à ~45 kDa. Réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour les études sur l'hémolyse, la réponse de phase aiguë et la perméabilité intestinale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Haptoglobine (HP) mAb de lapin
Remarques / Alias	BP; HPA1S; HP2ALPHA2; Haptoglobine (HP)
Espèce	Humaine
GeneID (Humain)	3240
GeneID	3240
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 307 et 406 de l'Haptoglobine humaine (HP) (P00738)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Applications	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P00738
Poids de la protéine	45 kDa
Expédition	Sac isotherme