

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Has1 Pour Wb, Elisa - Q92839

Numéro d'article: CM0013405

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la hyaluronane synthase 1 humaine (HAS1). Validé pour WB et ELISA, détecte une protéine de 65 kDa. Réagit de manière croisée avec l'humain et la souris. Essentiel pour la recherche sur la synthèse de l'hyaluronane et la matrice extracellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	HAS1 Lapin pAb
Remarques/Alias	HAS; HAS1
Espèce	Humain
ID de gène	3036
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 80-390 de HAS1 humaine (NP_001514.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q92839
Poids moléculaire	65kDa
Expédition	Sac de glace