

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Has2 Pour Wb, Elisa - Q92819

Numéro d'article: CM0026165

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre l'hyaluronane synthase 2 humaine (HAS2), validé pour WB et ELISA. Réagit croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur la synthèse de l'hyaluronane et la biologie de la matrice extracellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	HAS2 Rabbit pAb
Remarques / Alias	HAS2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3037
GeneID	3037
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 67 à 186 de l'HAS2 humain (NP_005319.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	Q92819
Poids de la protéine	64kDa
Expédition	Sac isotherme