

Anticorps Polyclonal Anti-Has3 Pour Wb Et Elisa - 000219

Numéro d'article: CM0026800

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant HAS3 humain pour WB et ELISA. Réactivité croisée avec la souris et le rat. La hyaluronane synthase 3 est essentielle à la synthèse de l'hyaluronane et au remodelage de la matrice extracellulaire. Convient à la recherche sur l'adhésion cellulaire, la migration cellulaire et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	HAS3 Rabbit pAb
Remarques / Alias	HAS3
Espèce cible	Humain
Identifiant de gène (Humain)	3038
Identifiant de gène	3038
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 67 à 281 de la HAS3 humaine (NP_619515.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O00219
Poids de la protéine	63 kDa
Expédition	Sac de glace