

Anticorps Polyclonal Anti-Has3 Pour Wb, If/Icc, Elisa - 000219

Numéro d'article: CM0013919

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin contre l'HAS3 humaine, validé pour WB, IF/ICC, ELISA avec réactivité croisée avec l'homme, la souris et le rat. Adapté à la recherche sur la synthèse de l'hyaluronane.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	HAS3 pAb lapin
Remarques / Alias	HAS3
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	3038
GenelD	3038
Immunogène	Protéine recombinante : Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 67 à 281 de l'HAS3 humaine (NP_619515.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O00219
Poids de la protéine	63 kDa
Expédition	Sac de glace