

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Haspin Pour Wb, Elisa - Q8TF76

Numéro d'article: CM0020453



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre HASPIN (GSG2) humain. Validé pour WB et ELISA, il présente une réactivité croisée avec l'homme et la souris. Utilisation pour la recherche sur le cycle cellulaire et la régulation de la chromatine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Détails
Nom du produit	HASPIN Rabbit pAb
Remarques/Alias	GSG2 ; HASPIN
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	83903
GeneID	83903
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 290-470 de HASPIN humain (NP_114171.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q8TF76
Poids de la protéine	88kDa
Expédition	Sac de glace