

Anticorps Polyclonal Anti-Hax1 Pour Wb, If/Icc, Elisa - 000165

Numéro d'article: CM0024855

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-HAX1 validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Réactivité croisée avec l'humain, la souris et le rat. Détecte la protéine X-1 associée à HCLS1 (32 kDa) impliquée dans le remodelage de l'actine et la survie cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	HAX1 pAb de lapin
Remarques / Alias	SCN3, HS1BP1, HCLSBP1, HAX1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	10456
GeneID	10456
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 279 de la protéine HAX1 humaine (NP_006109.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	000165
Poids de la protéine	32 kDa
Expédition	Sac de glace