


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Hb-Egf Pour Wb, Elisa - Q99075

Numéro d'article: CM0002392



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant l'HB-EGF humain (DTR, HEGFL) pour des applications Western blot et ELISA. Validé sur des échantillons humains, de souris et de rat. Idéal pour les études sur les facteurs de croissance et les récepteurs de la toxine diphtérique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	HB-EGF Rabbit mAb
Remarques / Alias	DTR; DTS; DTSF; HEGFL; HB-EGF
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	1839
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 50 et 150 de l'HB-EGF humain (Q99075)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q99075
Poids protéique	23 kDa
Expédition	Sac isotherme