


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Hb-Egf Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q99075

Numéro d'article: CM0024627



Introduction

Anticorps Polyclonal de Lapin Anti-HB-EGF validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Réagit de manière croisée avec l'humain, la souris et le rat. Cible le facteur de croissance de type EGF liant l'héparine (proheparin-binding EGF-like growth factor), un ligand clé de l'EGFR impliqué dans le développement cardiaque et la prolifération des muscles lisses. Idéal pour les études sur la signalisation des facteurs de croissance.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	HB-EGF Lapin pAb
Remarques/Alias	DTR, DTS, DTSF, HEGFL, HB-EGF
Espèce	Humain
GeneID (humain)	1839
GeneID	1839
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 20-160 de l'HB-EGF humain (NP_001936.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q99075
Poids Protéique	23kDa
Expédition	Sac de glace