


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Hba2 Pour Wb, If-P, Elisa - P69905

Numéro d'article: CM0029207



Introduction

Cet anticorps polyclonal de lapin anti-HBA2 est validé pour WB, IF-P et ELISA chez l'homme, la souris et le rat. Cible la sous-unité alpha de l'hémoglobine pour la recherche sur le transport de l'oxygène.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	HBA2 Rabbit pAb
Remarques / Alias	HBH; ECT7; HBA-T2; HBA2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3040
GeneID	3040
Immunogène	Protéine recombinante
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P69905
Poids de la protéine	15 kDa
Expédition	Sac de glace