


Anticorps Polyclonal Anti-Hbb Pour Wb, Elisa - P68871

Numéro d'article: CM0014282



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-HBB validé pour WB et ELISA. Cible la sous-unité bêta de l'hémoglobine (P68871) chez l'homme et le rat. Idéal pour la recherche sur le transport de l'oxygène et l'anémie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin HBB
Remarques/Alias	ECYT6 ; CD113t-C ; bêta-globine ; HBB
Espèce	Humain
GeneID (humain)	3043
GeneID	3043
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence d'acides aminés 47-147 de HBB humain (NP_000509.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Rat
SWISS	P68871
Poids protéique	16 kDa
Expédition	Sac de glace