


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Hbd (Sous-Unité D'hémoglobine Delta) Pour Wb Et Elisa - P02042

Numéro d'article: CM0027890



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la sous-unité delta de l'hémoglobine humaine (HBD) pour les applications de Western blot (WB) et ELISA. Détecte les orthologues de souris et de rat. Convient pour la recherche sur le transport de l'oxygène et l'hémoglobine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	HBD Lapin pAb
Remarques / Alias	HBD
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3045
GeneID	3045
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-147 de l'HBD humaine (NP_000510.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	P02042
Poids moléculaire	16kDa
Expédition	Sac de glace