


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Hb γ 2 Pour Wb Et Elisa - P69892

Numéro d'article: CM0029149



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin HBG2 de haute qualité validé pour le Western blot et l'ELISA, ciblant la sous-unité gamma-2 de l'hémoglobine humaine (hémoglobine fœtale). Idéal pour la recherche sur les hémoglobinopathies, le transport de l'oxygène et la biologie des globules rouges.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	HBG2 Lapin pAb
Remarques/Alias	TNCY; HBG-T1; HBG2
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	3048
ID de gène	3048
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 de l'HBG2 humaine (NP_000175.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P69892
Poids moléculaire	16kDa
Expédition	Sac de glace