


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Hbgp1 Pour Wb, Elisa - P69891

Numéro d'article: CM0017613



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant HBG1 humain (chaîne gamma-1 de l'hémoglobine fœtale). Convient pour les applications WB et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Utile pour l'étude du développement de l'hémoglobine fœtale et du transport de l'oxygène.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	HBG1 Lapin pAb
Remarques/Alias	HBGA; HBGR; HBG-T2;; PRO2979; HBG1
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	3047
ID de Gène	3047
Immunogène	Peptide Synthétique : Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 de HBG1 humain (NP_000550.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P69891
Poids Protéique	16kDa
Expédition	Sac de glace