

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Hcar1 Pour Wb Et Elisa - Q9Bxc0

Numéro d'article: CM0019737



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant HCAR1 (GPR81), réactif avec l'homme, la souris et le rat. Adapté aux applications de Western blot et d'ELISA, avec un poids protéique prédit de 39 kDa. Idéal pour l'étude de la signalisation du lactate et de la régulation métabolique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	HCAR1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	HCA1; GPR81; LACR1; FKSG80; GPR104; TAGPCR; TA-GPCR; HCAR1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	27198
GeneID	27198
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9BXC0
Poids protéique	39kDa
Expédition	Sac de glace