


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Hcfc1 Pour Wb, Elisa - P51610

Numéro d'article: CM0020920



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant HCFC1 (facteur 1 de la cellule hôte), un corégulateur transcriptionnel impliqué dans le contrôle du cycle cellulaire. Validé pour les applications WB et ELISA ; réagit également avec des échantillons humains, murins et de rat.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	HCFC1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	CFF ; HCF ; HCF1 ; HFC1 ; MRX3 ; VCAF ; HCF-1 ; MAHCX ; XLID3 ; PPP1R89 ; HCFC1
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	3054
GeneID	3054
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 250 de la protéine HCFC1 humaine (NP_005325.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	P51610
Poids moléculaire	209 kDa
Expédition	Sac de glace