

Anticorps Monoclonal Anti-Hcg Bêta Pour Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P0DN86

Numéro d'article: CM0010649



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin spécifique de l'hCG bêta humaine (CGB), adapté au Western blot, à l'immunofluorescence, à l'immunohistochimie et à l'ELISA. Idéal pour la biologie de la reproduction et la recherche sur la grossesse.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-hCG bêta
Remarques/Alias	CGB ; HCG ; hCGB
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	93659
ID de gène	93659
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 20-165 de la CGB5 humaine (NP_000728.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P0DN86
Poids de la protéine	18 kDa
Expédition	Sac de glace