

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Hck Pour Wb, If/Icc, Elisa - P08631

Numéro d'article: CM0022186



Introduction

Anticorps polyclonal de haute qualité produit chez le lapin contre la HCK humaine (p59Hck/p61Hck). Validé pour la WB, l'IF/ICC et l'ELISA. Idéal pour les recherches sur l'immunité innée, la phagocytose et la signalisation cellulaire. Fourni par CamelBio.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	HCK pAb de lapin
Remarques/alias	JTK9, AIPCV, p59Hck, p61Hck, HCK
Espèce	Humaine
GenelD (humain)	3055
GenelD	3055
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 220 de la HCK humaine (NP_001165600.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	P08631
Poids de la protéine	60 kDa
Expédition	Sac de glace