

Anticorps Polyclonal Anti-Hcls1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P14317

Numéro d'article: CM0024423

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité contre le HCLS1 humain (HS1, p75), validé pour WB, IHC-P et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris. Idéal pour la recherche sur la signalisation des récepteurs antigéniques et les lignées hématopoïétiques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	HCLS1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	HS1 ; p75 ; CTTNL ; IckBP1 ; HCLS1
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	3059
ID du gène	3059
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-280 du HCLS1 humain (NP_005326.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P14317
Poids moléculaire de la protéine	54 kDa
Expédition	Sac de glace