


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Hcn1 Pour Wb, Elisa - O60741

Numéro d'article: CM0022350



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant HCN1 (BCNG-1) pour Western blot et ELISA. Validé chez l'humain, la souris et le rat. Explorez son rôle dans les courants neuronaux activés par hyperpolarisation et l'activité de pacemaker.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	HCN1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	BCNG1, DEE24, HAC-2, BCNG-1, EIEE24, GEFSP10, HCN1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	348980
GeneID	348980
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence d'acides aminés 791-890 de HCN1 humain (NP_066550.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O60741
Poids protéique	99kDa
Expédition	Sac de glace