

Anticorps Monoclonal Anti-Spike S1 Hcov-229E Pour Wb, Elisa - P15423

Numéro d'article: CM0007683



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute qualité contre la glycoprotéine Spike S1 du HCoV-229E, reconnaissant spécifiquement le domaine de liaison au récepteur. Validé pour Western blot et ELISA, adapté à la recherche en virologie et au développement de tests IVD.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb anti-Spike S1 HCoV-229E de lapin
ID du gène	918758
Immunogène	Protéine recombinante de Spike S1 du HCoV-229E humain
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	HCoV-229E
SWISS	P15423
Poids de la protéine	129 kDa
Expédition	Sac de glace