

Anticorps Polyclonal Anti-Hcov-229E Spike S1 Pour Wb, Elisa - P15423

Numéro d'article: CM0020393



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la protéine Spike S1 du HCoV-229E, validé pour WB et ELISA. Reconnaît un peptide synthétique situé dans les acides aminés 1074-1173. Convient pour l'étude des mécanismes d'attachement et d'entrée du coronavirus.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	HCoV-229E Spike S1 pAc Lapin
GeneID	918758
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1074-1173 de la protéine Spike S1 du coronavirus (NP_073551.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	HCoV-229E
SWISS	P15423
Poids moléculaire	129kDa
Expédition	Sac de glace