

Anticorps Monoclonaux De Lapin Anti-Hcov-229E Spike S2 Pour Wb Et Elisa - P15423

Numéro d'article: CM0007334



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant le sous-unité S2 de la glycoprotéine spike HCoV-229E, validé pour le Western blot et l'ELISA. Convient pour la recherche sur l'entrée et la fusion des coronavirus.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	HCoV-229E Spike S2 mAb Lapin
ID de Gène	918758
Immunogène	Protéine recombinante du Spike S2 HCoV-229E humain
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	HCoV-229E
SWISS	P15423
Poids Protéique	129kDa
Expédition	Sac de glace