

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Nucléoprotéine Hcov-Hku1 Pour Wb, Elisa - Q5Mqc6

Numéro d'article: CM0023820



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la nucléoprotéine HCoV-HKU1 (protéine N), adapté pour WB et ELISA. Idéal pour l'étude de la réplication et de l'assemblage des coronavirus, ainsi que pour le développement de diagnostics.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAc de lapin anti-nucléoprotéine HCoV-HKU1
Espèce	HCoV-HKU1
GeneID	3200423
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 100-200 de la nucléoprotéine du coronavirus (YP_173242.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	HCoV-HKU1
SWISS	Q5MQC6
Poids moléculaire	49kDa
Expédition	Sac de glace