


Anticorps Polyclonal Anti-Protéine Spike S1 De Hcov-Hku1 Pour Wb Et Elisa - Q5Mqd0

Numéro d'article: CM0020423



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin spécifique de la protéine Spike S1 de HCoV-HKU1 (immunogène : peptide situé entre les acides aminés 100 et 200). Validé en WB et ELISA. Reconnaît la glycoprotéine Spike de HCoV-HKU1. Idéal pour les études de l'entrée virale et des interactions avec l'hôte. SWISS Q5MQD0.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-Spike S1 de HCoV-HKU1
Espèce	Coronavirus humain HKU1
ID du gène	3200426
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 100 et 200 de la protéine Spike S1 du coronavirus (YP_173238.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	HCoV-HKU1
SWISS	Q5MQD0
Poids de la protéine	152 kDa
Expédition	Sac de glace