


Anticorps Polyclonal De Lapin Contre La Sous-Unité S2 De La Protéine Spike D'hcov-Hku1 Pour Wb Et Elisa - Q5Mqd0

Numéro d'article: CM0021582



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant la sous-unité S2 de la protéine Spike d'HCoV-HKU1. Validé pour le Western Blot et l'ELISA, cet anticorps détecte la protéine de fusion virale pour le développement de tests diagnostiques et la recherche sur les mécanismes d'entrée des coronavirus.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	HCoV-HKU1 Spike S2 pAb de lapin
Remarques / Alias	E2, Protéine peplomère
GeneID	3200426
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 800 et 900 de la sous-unité S2 de la protéine Spike du coronavirus (YP_173238.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réaction croisée	HCoV-HKU1
SWISS	Q5MQD0
Poids de la protéine	152 kDa
Expédition	Sachet isotherme